

Zertifikat

Nr.: AL 97 11 12906 164

TÜV
PRODUCT SERVICE

DÜPERTHAL
SICHERHEITSTECHNIK GMBH
Frankenstraße
63791 Karlstein

mit der(n) Fertigungsstätte(n)
16809

ist berechtigt, nachfolgend genanntes Produkt mit den
Prüfzeichen A,B oder L
gemäß Zeichenliste zu kennzeichnen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Produkt: **Sicherheitsschränke**

Modell: **Abzug-Unterschränke**
2.95.000, 2.96.000, 2.14.000

Kenndaten: Sicherheitsschränke zur Aufbewahrung von
feuergefährlichen, flüssigen und festen Stoffen
bestehend aus 1,5 mm dicken SM-Stahlplatten
Isoliermaterial nach DIN 4102 nicht brennbar

Modell	Außenmaße H x B x T in mm	Gewicht ca. kg.	Feuerwider- standsfähigkeit Minuten
2.95.000	540x1100x500	162	90
2.96.000	540x1400x500	235	90
2.14.000	540x1100x500	138	20


Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes
und wurde geprüft nach:

DIN 12925-1 12.84

Bericht Nr.: 03333700901, E - (AL 97 05 12906 153)

Freigegeben mit der obigen Zertifikatsnummer durch die
Zertifizierungsstelle von TÜV PRODUCT SERVICE GMBH.

Abteilung: FFMMCH1 / fw
Datum: 19.11.1997



TÜV PRODUCT SERVICE GMBH · Zertifizierungsstelle · Ridlerstrasse 31 · D-80339 München